

**Vejledning i opsamling af afføring  
til undersøgelse for  
patogene tarmbakterier og parasitter**

1. **På laboratoriet udleveres:**

Gråt plasthylster med skruelåg indeholdende prøverør med brunt skruelåg og prøvetagnings-  
ske.

Plasttallerken.

Plastpose.

Kuvert til forsendelse.

2. **Opsamling:**

Skriv navn og CPR-nr på det hvide felt på prøverøret.

Afføringsprøven opsamles lettest på plasttallerken. Hvis afføringen ikke er ensartet, udvælges  
med prøvetagnings skeen materiale fra vandige, løse, slimede, pusholdige eller blodige områder.

Prøverøret fyldes ca. 1/3. Efter påfyldningen skal det brune skruelåg skrues hårdt til.

Prøverøret anbringes i det grå plasthylster, som lukkes med skruelåg. Plasthylsteret lægges i  
den medfølgende plastpose og derefter i kuverten.

3. **Aflevering:**

Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Samme dag som prøveopsamlingen er slut eller hurtigst muligt herefter, skal prøven samt hen-  
visning eller rødt kort afleveres på et af laboratorierne i følgende perioder eller indsendes til:

**KPLL, Pilestræde 65, 1112 København K:**  
**Mandag til fredag kl. 7.00 - 14.00**  
**Torsdag kl. 7.00 - 17.30**

**KPLL-filialer:**  
**Man-, tirs-, ons- og fredag kl. 7.00 - 11.30**  
**Gladsaxe og Glostrup dog kl. 7.00 - 13.00**  
**Torsdag kun kl. 15.00 - 17.30**